

# Maxi Sky® 440



Notre gamme complète de lève-personnes sur rail Maxi Sky est spécialement conçue pour s'intégrer à votre environnement de soins, de sorte à offrir une expérience à la fois confortable et digne tant pour le patient/résident que pour le personnel soignant. Les lève-personnes sur rail Arjo permettent au personnel soignant de transférer les patients ou résidents sans devoir les soulever manuellement, ce qui contribue à réduire les risques de blessures pour eux-mêmes et leur patient.

## MOBILITHÈQUE ARJO



D



E

© Arjo 2019

**D.** Incapable de supporter son poids avec ses pieds. A besoin d'un bon soutien en position assise.

**E.** Éprouve des difficultés à rester assis. Doit donc rester allongé/partiellement allongé dans son lit et peut uniquement s'asseoir dans un fauteuil de soutien spécial.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Simple pour le personnel soignant**

Le Maxi Sky 440 est un système de lève-personne sur rail portable facile à utiliser qui permet à un seul soignant d'exécuter des transferts sans le stress ni les efforts associés au levage manuel.

- **Flexibilité répondant aux besoins des environnements de soins**

Conçu pour être transporté facilement de pièce en pièce et être attaché rapidement au système sur rail, ce lève-personne sur rail portable peut être mis en place chaque fois qu'une manipulation de patient est nécessaire. Le Maxi Sky 440 et son cintre à deux points pliable intégré sont également compatibles avec la large gamme de harnais à boucles Arjo.

## INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible (CMA)	200 kg/440 lb
Poids de l'appareil (batteries comprises)	6,5 kg/14,3 lb
Vitesse de levage	4,3 cm/s / 1,7 po/s
Harnais à boucles pliable	Espace de rangement/transport réduit
Microprocesseur électronique	Démarrage et arrêt progressifs du moteur
Voyant de maintenance	Témoin visuel LED
Lève-personne – classe de protection – prévention des chocs électriques	Alimentation électrique interne
Longueur de la sangle	2 200 mm/88 po
Système de pesée en option	Système de pesée externe disponible
Niveau sonore durant le levage ou à la descente, avec ou sans charge	54 dBA max.

### Piles

Batterie	2 x 2,3 Ah pour 2 à 4 heures de fonctionnement en moyenne en charge pleine
Capacité de la batterie	Assure jusqu'à 30 transferts avec une charge de 80 kg (176 lb)
Indicateur de faible charge de batterie	Audible
Indicateurs visuels LED	Jaune clignotant (en charge). Jaune continu (chargé).

### Télécommande

Touches d'activation souples, membrane en polyester	IPX7
ABS ignifuge	V0

### Chargeur

Indicateur de mise sous tension sur le module de charge	
100-240 V CA/50-60 Hz/24 Va	
Degré de protection du chargeur de batterie	Classe 2, double isolation

### Fonctionnalités de sécurité


Boutons électriques de levage et de descente d'urgence	Situés sur le logement du moteur
Dispositif d'arrêt d'urgence (bouton-poussoir) accessible au-dessous du moteur	Fonctions d'arrêt
Frein d'urgence	En cas de défaillance mécanique
Dispositif manuel de descente d'urgence	Accessible depuis le logement du moteur
ABS ignifuge	V0

## ESPACE REQUIS

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel puisse utiliser les aides mécanisées de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour faciliter les activités à partir des deux côtés afin d'avoir un accès adéquat.

Les harnais et berceaux Arjo constituent des éléments essentiels de nos lève-personnes. Nous proposons une vaste gamme de harnais et de berceaux mobiles afin d'offrir un choix diversifié aux établissements pour le levage et le transfert des patients.

Pour plus d'informations concernant nos accessoires, veuillez contacter votre représentant commercial local ou rendez-vous sur [www.arjo.com](http://www.arjo.com).



Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13  
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77  
 Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00240.1.0.FR.FR

**arjo**